


شرکت تجهیزات
مراقبت های پزشکی
الکترونیک برتر

114



Premier Electromedical Care Co.

از آنجا که قدرت و قوت همیشه در گرو مجموعه ای از توانایی ها بدهست می آید. در سال ۱۳۸۷ خورشیدی الکترونیک برتر با نام کامل (شرکت تجهیزات مراقبت های پزشکی الکترونیک برتر) همکاری گستردگان را با ادغام چهار شرکت با سابقه به نام های (سپهر احیا) در بخش بیهوشی و تنفسی ، (طب پیشرفته شرق) با سابقه تولید و اولین مانیتورینگ اعلام علام حیاتی بیمار، (راکادر طب) در زمینه تولید و واردات تجهیزات اتاق عمل و (شرکت مهندسی مهرگان) در بخش واردات سیستم های Endo Version و Endo Sugery دنده ای آغاز نمود.

بغذگله این آغاز بزرگ فراهم نمودن تمام شرایط مورد نیاز برای افزایش تولید ، بالا بردن سطح کیفی تولیدات سابق، پر رنگ تر نمودن تحقیق و توسعه (R&D) برای دستیابی به تولیدات جدید و ادامه مسیر بخش خدمات پس از فروش با قدرت بیشتر از پیش است . گرد هم آمدن سی سال تجربه تجهیزات پزشکی چه در تولید و چه در واردات به طور حتم پاسخگوی اعتماد تمام مراکز درمانی کشور و باعث افتخار صنعت تجهیزات پزشکی خواهد بود .





ماشین بیهوشی **PEC-OXYN2™**

- کاربرد و تمام گروههای سنی (بزرگسال ، کودک ، نوزاد)

- دارای مدهای Basic (Manual, Pcv, vcv) و پیشرفتی (Psv, smmv, simv)

- جبران کمپلیانس و Fresh gas بصورت اتوماتیک

- کنترل الکترونیکی-PEEP

- اندازه گیری حجم ، فشار راه هوایی و Fio_2

- صفحه نمایش TFT رنگی با امکان نمایش منحنی ها و لوب های تنفسی (real time)


- سیستم چاذب با کارانی فوق العاده جهت سیستمهای بسته و نیمه بسته (minimal flow, low flow)

- با طراحی ارگونومیک جهت استفاده در اتاق های عمل مختلف Work station

- قابلیت نصب هم زمان دو vaporizer بصورت interlock

- ساخت ایران تحت لیسانس شرکت OES medical انگلستان مطابق استانداردهای روز اروپا

مانیتور اعلام علائم حیاتی PEC 17T08



نمایشگر TFT رنگی ، ۱۷ اینچ با امکان نمایش ۸ متحنن (real time)
اندازه گیری و نمایش ECG, HR, Resp, spo2, NIBP, 2x Temp, 2x IBP, Etco2, :

(عمق بیهوشی) multi gas analyzer, CSM
کاربرد در بخش‌های RCU, NICU, CCU, ICU و اتاق عمل (operation Room)

دارای حافظه داخلی (Trend) جهت ثبت اطلاعات تا ۲۴ ساعت کاری recorder
دارای جهت ثبت اطلاعات بیمار و متحنن ها .

قابل استفاده با برق AC و باتری داخلی قابل شارژ

ساخت ایران ، استاندارد عمومی و IEC 60601-1 و استاندارد تخصصی AAMI-E-13.SPiO و پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشکی .



مانیتور اعلام علائم حیاتی PEC 12T08



نمایشگر TFT رنگی ، ۱۲ اینچ ، با قابلیت نمایش ۸ منحنی همزمان

اندازه گیری و نمایش ECG, HR, Resp, spo₂, NIBP, 2x Temp, 2x IBP, Etco₂:

Multi gas analyzer- CSM (عمق بیهوشی)

کاربرد در بخش‌های RCU, NICU, CCU, ICU و اتاق عمل (operation Room)

دارای termal printer جهت ثبت اطلاعات و منحنیها.

دارای حافظه Trend جهت ثبت اطلاعات تا ۲۴ ساعت کاری

دارای باتری داخلی قابل شارژ

ساخت ایران دارای تأییدیه CE اتحادیه اروپا ، استاندارد عمومی IEC 60601 و استاندارد

تخصصی E-AMI-13 ، SPI0 و پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .



وتیلاتور Intermec Neo (برزیل)

- کاربرد در گروه سنی اطفال و نوزادان (حداکل وزن ۵۰۰ گرم)
- دارای مد Time cycle بصورت Assist/ control, SIMV, PSV, CPAP
- دارای سیستم Pressure triggering, Flow triggering
- اندازه گیری حجم بازدمی و فشار راه هوایی I:Eratio
- دارای باتری داخلی قابل شارژ
- دارای نیولایزر و TGI
- امکان استفاده از مانیتور GMX (option) جهت مانیتورینگ پارامترهای مختلف تنفسی و
- نمایش متحنی ها و لوبهای تنفسی trend (24 ساعت)

وتیلاتور Intermec- 5plus (برزیل)



- کاربرد در تمامی گروههای سنی ، بزرگسال ، کودک ، نوزاد (حداکل وزن ۵۰۰ گرم)
- دارای مدهای تنفسی Basic: VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, PSV, CPAP, NIV
- امکان وتنیلاسیون نوزادان با مد pressure support (PSV) همراه با Time cycle
- اندازه گیری حجم بازدمی ، فشار راه هوایی I: Eratio -
- قابلیت تغییر الکوی Flow در مد VCV
- دارای باتری داخلی قابل شارژ (2 ساعت)
- دارای نیولایزر و TGI با جبران اتوماتیک حجم.
- امکان نصب مانیتور GMX (option) بر روی دستگاه جهت نمایش متحنیهای تنفسی ،
- لوب و اندازه گیری پارامترهای :
- (Trend, RSBI, WOB, compliance, Resistance, Peak F1 (I,E) ۲۴ ساعته)
- دارای تأییدیه های بین المللی شامل Iso 13485, CE

محصولات کمپانی VADI (تایوان)

- وسایل بیهودشی و تنفسی
- انواع فیلتر های آنتی باکتریال-ویرال و HME
- فلترهای HME, Hepa و الکترو استاتیک
- همودیفایر (مرطوب کننده) جهت استفاده در انواع ونتیلاتورها
- چمپرهای مرطوب کننده برای بزرگسال و اطفال (قابل اتو کلاؤ)
- تست لانگ و لوله های خرطومی بیهودشی و ونتیلاتور (قابل اتو کلاؤ و یکبار مصرف)
- آمبوگ و ستهای احیا و لارنگوسکوپ های یکبار مصرف و تیغه های آن در اندازه های مختلف



Premier
Electromedical
Care Co.





محصولات کمپانی انگلستان Molecular .

تولید کننده چاذب CO₂(Soda Lime) با قدرت جذب بالا جهت استفاده در انواع ماشین های بیهوشی.

تولید کننده فیلتر های کاتالیستی جهت جذب موتواکسید کربن و خالفن سازی آب و



Premier Electromedical Care Co.

Premier Electromedical Care Co.

ILO ELECTRONIC

VADI

MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD.



Surgiris
taking care of you

EmaLED

 **JAKOUBEK**

FINEST SURGICAL INSTRUMENTS


flow-meter™

 **STEMA**
Medizintechnik GmbH


mediplas
Respiratory Products Sdn Bhd


ascor
MEDICAL EQUIPMENT



آدرس: تهران، خیابان فاطمی، پلاک ۱۷۸ ، طبقه ششم، واحد ۱۲
تلفن: ۰۴۱-۸۸۹۹۵۶۰۹ فکس: ۸۸۹۹۵۶۰۹

www.pec-equipment.com
info@pec-equipment.com