

وتیلیاتور Intermed Neo (برزیل)



- کاربرد در گروه سنی اطفال و نوزادان (حداقل وزن ۵۰۰ گرم)
- دارای مد Time cycle بصورت Assist/ control, SIMV, PSV, CPAP
- دارای سیستم Pressure triggering, Flow triggering
- اندازه گیری حجم بازدمی و فشار راه هوایی و Eratio I:
- دارای باتری داخلی قابل شارژ
- دارای نیولایزر و TGI
- امکان استفاده از مانیتور GMX (option) جهت مانیتورینگ پارامترهای مختلف تنفسی و نمایش منحنی ها و لوپهای تنفسی و trend (24 ساعت)

وتیلیاتور In termed- 5plus (برزیل)



- کاربرد در تمامی گروههای سنی ، بزرگسال ، کودک ، نوزاد (حداقل وزن ۵۰۰ گرم)
- دارای مدهای تنفسی Basic: VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, PSV, CPAP, NIV
- امکان ونتیلیسیون نوزادان با مد Time cycle همراه با (PSV) pressure support
- اندازه گیری حجم بازدمی ، فشار راه هوایی و Eratio I -
- قابلیت تغییر الگوی Flow در مد VCV-
- دارای باتری داخلی قابل شارژ (۲ ساعت)
- دارای نیولایزر و TGI با جبران اتوماتیک حجم .
- امکان نصب مانیتور GMX (option) بر روی دستگاه جهت نمایش منحنیهای تنفسی ، لوپ و اندازه گیری پارامترهای :
- Trend, RSBI, WOB, compliance, Resistance, Peak F1 (I,E) (۲۴ ساعته)
- دارای تاییدیه های بین المللی شامل CE, Iso 13485