



NELLCOR
PURITAN
BENNETT

دستگاه پالس اکسی متر نلکور N-600

پیشرفته ترین دستگاه پالس اکسی متر در جهان



- (۱) قابل استفاده برای نوزادان، اطفال و بزرگسالان
- (۲) اندازه گیری مقدار HR و SPO2
- (۳) رسم نمودار منحنی پلتیسموگرافی
- (۴) دارای سیستم Trend برای کلیه پارامترها
- (۵) دارای صفحه LCD رنگی جهت نمایش
- (۶) دارای سیستم OXIMAX جهت تشخیص و حذف پارازیتها و Artifact بیمار
- (۷) عملکرد با برق AC و باتری داخلی برای بمدت ۸ ساعت
- (۸) دارای آلارم برای Saturation و Pulse Rate و Low battery
- (۹) قابلیت تنظیم آستانه آلارم ها
- (۱۰) وزن کم (2.5kg) و حمل آسان

پروپ های Oximax دستگاه پالس اکسیمتر



SoftCare
SC-PR-I (<1,5KG)
SC-NEO-I (1,5 to 5KG)
SC-A-I (>40KG)

preterm/neonatal/adult patients <5 kg

Oximax
MAX-FAST-I

adhesive forehead >10 kg



Oximax
MAX-N-I

neonatal/adult <3 kg or >40 kg

Oximax
MAX-A-I/MAX-AL-I

adult >30 kg



Oximax
MAX-I-I

infant 3-20 kg

Oximax
MAX-P-I

pediatric 10-50 kg

● قابل استفاده برای (نوزادان، اطفال و بزرگسالان)

● ساخت کارخانه Nellcor آمریکا

● استفاده آسان برای کاربر

● دقت بسیار بالاتر نسبت به پروپ های دائمی

● دارای چیپست های نوین گیر