

دستگاه پمپ سرنگ



- ۱) درب مخصوص جهت محافظت سرنگ
- ۲) ساده بودن سیستم برای استفاده پرسنل
- ۳) سنسور حساس برای تشخیص نوع و اندازه سرنگ
- ۴) قابلیت تنظیم سرعت تزریق از ۰/۱-۵۰۰ میلی لیتر در ساعت
- ۵) محدوده حجم از ۰/۱ تا ۹۹۹/۹ میلی لیتر (قابل تنظیم)
- ۶) فشار مسیر تزریق قابل تنظیم از ۹۹۹ تا ۰ میلی بار در میلی لیتر جیوه
- ۷) کاهش فشار سیستم اتوماتیک متعاقب مسدود شدن مسیر تزریق
- ۸) توانایی تزریق دارو و بشکل بولوس تا سرعت ۱۵۰۰ میلی لیتر در ساعت
- ۹) آلارم هشدار دهنده که بیان می نماید دارو در شرف اتمام است
- ۱۰) قابلیت تنظیم سرعت در حالت kvo
- ۱۱) توانایی عملکرد بدون برق با استفاده از باتری قابل شارژ تا ۹ ساعت براساس سرعت تزریق
- ۱۲) توانایی نشان دادن ۱۵۰۰ مشکل ایجاد شده قبلی با زمان و تاریخ
- ۱۳) آلارم هشدار دهنده و خبر کننده پرستار (Nursecall)
- ۱۴) وزن 2.3 kg
- ۱۵) کارکرد با سرنگهای ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۶۰ میلی لیتر