

دستگاه پمپ اینفیوژن VP 7000



- ۱- قابلیت استفاده آسان
- ۲- توانایی تست خودکار دستگاه در هر بار روشن شدن
- ۳- سرعت تزریق در محدوده ۰/۱ - ۹۹۹ میلی لیتر در ساعت
- ۴- محدوده حجم از ۰/۱ تا ۹۹۹۹ میلی لیتر (قابل تنظیم برای انفوزیون)
- ۵- محدوده فشار قابل تنظیم برای انفوزیون از ۰ - ۹۹۹ میلی بار بر میلی متر جیوه
- ۶- کاهش دهنده اتوماتیک تزریق متعاقب انسداد در مسیر تزریق
- ۷- قابلیت تنظیم انفوزیون اولیه / ثانویه
- ۸- آلارم بیان گر خالی شدن سرم
- ۹- قابلیت تنظیم سرعت تزریق بصورت KVO
- ۱۰- کارکرد باتری قابل شارژ تا ۵ ساعت (براساس سرعت تزریق)
- ۱۱- قابلیت نشان دادن ۱۵۰۰ مشکل اخیر بوجود آمده در سیستم (با ثبت تاریخ و ساعت)
- ۱۲- آلارم هشدار دهنده جهت اطلاع اپراتور
- ۱۳- وزن 2.6 kg